

# 標準液検査成績書

一般社団法人 検査医学標準物質機構  
〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP R&D A205  
TEL 044-813-0055 FAX 044-819-1877



(1) 名 称

装置校正用オスモル濃度標準液  
100 mOsm 標準液

(2) ロット番号

Lot No. 2903RS1

(3) 調製方法

第17改正日本薬局方に規定する「浸透圧測定法（オスモル濃度測定法）・装置校正用オスモル濃度標準液の調製」による。

塩化ナトリウム標準試薬：JIS K 8005 容量分析用標準物質TWR 5843（600 °Cで120分乾燥，純度99.99 ± 0.06 %，別添）

なお、調製はJCSS（計量法校正事業者認定制度）認定事業者が校正した天秤を用いた重量法で行い、調製操作による誤差を0.1 %以下とした。

(4) 種類・内容

100 mOsm 標準液  
100 mL × 2本

(5) 保存・有効期限

保存法：100 mLポリエチレン瓶に密封・室温又は冷蔵保存（4～25 °C）

有効期限：2018年3月31日

以上