

## NGSP 認証用 HbA1c キャリブレーター JCCAL-SC

HbA1c 試薬製造事業者が NGSP 認証を ASRL#1 を通じて受ける場合、JCCAL-SC を測定し、バイアスが 0.2% HbA1c を超えた場合、自社キャリブレーターを校正して、0.2% 内に入るようにする必要があります。

JCCAL-SC は、実試料 40 検体をほぼ代表する 10 検体からなるレファレンスパネル血液です。  
ミズーリ医科大学と ASRL#1 とで求めた NGSP 値が付されています。

JCCAL-SC は、ASRL#1 で認証を受けたメーカー、ラボラトリーが購入することができます。  
※購入資格が必要なため、ReCCS の一般標準物質とは窓口が異なり、NGSP ASRL#1 での限定受付となっております。

下記お問い合わせ先にご連絡ください。  
注文用紙をお送りさせていただきます。

### 【お問い合わせ先】

NGSP ASRL#1 事務局  
E-mail: [ngspdata@reccs.net](mailto:ngspdata@reccs.net)  
Tel : 044-850-3140  
Fax : 044-850-3141

一般社団法人検査医学標準物質機構 (ReCCS)  
〒213-0012  
神奈川県川崎市高津区坂戸 3-2-1 KSP R&D A212

### 【JCCAL-SC 試料調整タイプについて】

※原則として下記Aセット。

B、Cを申込できるのは、申請の上、NGSP ASRL#1 directorの了承を得られた場合のみとなります。

調整タイプ		定価【税抜】
<b>A</b> 原則	<b>血球凍結品 0.1ml 10種類 各1本</b> ◎全血から血漿を除き、生理食塩水で置換して凍結したもの (血球+生理食塩水、総 Hb 濃度 12~15g/dl) HbA1c(NGSP)として 5~11%	¥60,000
<b>B*</b>	<b>血球画分凍結品 0.05ml 10種類 各1本</b> ◎血球を凍結したもの(血漿を含まない) (総 Hb 濃度 約 30g/dl) HbA1c(NGSP)として 5~11%	¥70,000
<b>C*</b>	<b>全血凍結品 0.1ml 10種類 各1本</b> ◎全血を凍結したもの (血球+血漿、総 Hb 濃度 12~15g/dl) HbA1c(NGSP)として 5~11%	¥60,000

【JCCAL-SC3 表示値および拡張不確かさ】  
「JCCAL-SC3 認証書」をご覧ください。