

NGSP 認証用キャリブレーター JCCAL-SC3

HbA1c 試薬製造事業者が NGSP 認証を ASRL#1 を通じて受ける場合、JCCAL-SC3 を測定し、バイアスが 0.2% HbA1c を超えた場合、自社キャリブレーターを校正して、0.2% 内に入るようにする必要があります。

JCCAL-SC2 は、実試料 40 検体をほぼ代表する 10 検体からなるレファレンスパネル血液です。ミズーリ医科大学と ASRL#1 とで求めた NGSP 値が付されています。

JCCAL-SC3 は、ASRL#1 で認証を受けたメーカー、ラボラトリーが購入することができます。
 ※購入資格が必要なため、ReCCS の一般標準物質とは窓口が異なり、NGSP ASRL#1 での限定受付となっております。

下記お問い合わせ先にご連絡ください。
 注文用紙をお送りさせていただきます。

【お問い合わせ先】

NGSP ASRL#1 事務局
 E-mail: ngspdata@reccs.net
 Tel : 045-507-6145
 Fax : 045-530-9036

一般社団法人検査医学標準物質機構 (ReCCS)
 〒225-0012
 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南 1-3-3

【JCCAL-SC3 試料調製タイプについて】

※原則として下記Aセット。

B、Cを申込できるのは、申請の上、NGSP ASRL#1 の了承を得られた場合のみとなります。

	調製タイプ	定価【税抜】
A 原則	血球凍結品 0.1ml 10種類 各1本 ◎全血から血漿を除き、生理食塩水で置換して凍結したもの (血球+生理食塩水、総 Hb 濃度 12~15g/dl) HbA1c(NGSP)として 5~11%	¥60,000
B*	血球画分凍結品 0.05ml 10種類 各1本 ◎血球を凍結したもの(血漿を含まない) (総 Hb 濃度 約 30g/dl) HbA1c(NGSP)として 5~11%	¥70,000
C*	全血凍結品 0.1ml 10種類 各1本 ◎全血を凍結したもの (血球+血漿、総 Hb 濃度 12~15g/dl) HbA1c(NGSP)として 5~11%	¥60,000

【JCCAL-SC3 表示値および拡張不確かさ】
 「JCCAL-SC3 認証書」をご覧ください。