

装置校正用オスモル濃度標準液 証明書

■ 調製方法

本装置校正用オスモル濃度標準液の調製は、第17改正日本薬局方に規定する「浸透圧測定法(オスモル濃度測定法)、装置校正用オスモル濃度標準液の調製」に従った。

調製はJCSS(計量法校正事業者認定制度)認定事業者が校正した天秤を用いた重量法で行い、秤量操作による誤差を0.1%以下とした。塩化ナトリウム標準試薬は JIS K 8005 容量分析用標準物(ロット番号 APM2033, 純度99.99 ± 0.01%)を用いた。

■ ロット番号

OSM 00-B

■ 保管温度及び使用期限

使用期限は下記のとおりである。(未開封品に限る)

- ① 冷蔵 (2~10 °C) 2020年7月
- ② 室温 (11~28 °C) 室温にした時点から 最長6ヵ月 (ただし①の期限内)

■ 濃度

100 mOsm
200 mOsm
300 mOsm

■ 形態

各濃度 1セット 50 mL, 2本
(セット数はご注文内容による)

■ 本証明書発行日

2019年11月1日

一般社団法人 検査医学標準物質機構
〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南 1-3-3
TEL 045-507-6326 FAX 045-507-7197

以上