

標準液検査成績書

一般社団法人 検査医学標準物質機構
〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南1-3-3
TEL 045-530-9109 FAX 045-530-9036

(1) 名 称

装置校正用オスモル濃度標準液
1000 mOsm 標準液

(2) ロット番号

Lot 3008RSX

(3) 調製方法

第17改正日本薬局方に規定する「浸透圧測定法（オスモル濃度測定法）・装置校正用オスモル濃度標準液の調製」による。

塩化ナトリウム標準試薬：JIS K 8005 容量分析用標準物質 Lot No. APM2033（ただし、乾燥条件は日局に準じて600℃で45分乾燥，純度100.00 ± 0.06%，別添）

なお、調製はJCSS（計量法校正事業者認定制度）認定事業者が校正した天秤を用いた重量法で行い、調製操作による誤差を0.1%以下とした。

(4) 種類・内容

1000 mOsm 標準液
100 mL × 2本

(5) 保存・有効期限

保存法：100 mLポリエチレン瓶に密封、室温又は冷蔵保存（4～25℃）

有効期限：2019年8月31日

以上